

## **Aparelho para desinfecção de endoscópios**

realiza o processo em apenas 7 minutos



Gerando a sua própria solução desinfetante, o aparelho para higienização de endoscópios flexíveis modelo WM-S oferece baixo custo de operação e alta eficiência. Emprega água eletrolítica ácida, gerada no equipamento através da eletrólise de um agente acelerador. A desinfecção é atingida em apenas 7 minutos, incluindo o enxágüe do aparelho e teste de vedação do endoscópio. Após a utilização da água eletrolítica ácida, não há necessidade de tratamento ou descarte em esgoto especial.

### **Panamedical**

(011)55757844

panamedical@panamedical.com.br

<http://www.panamedical.com.br>

Código **HOSP**: 31455