

Cardiotocógrafo MT - 831

Confiança que evolui com a tecnologia.

NOVO!



• Lista de Exames Internos

- Dilatação
- Apagamento
- Apresentação
- Temperatura
- Volume

• Lista de Eventos

- Hora do exame
- Tempo decorrido
- Intervenções

• Índice Apgar

- Cronômetro
- Registro de Pontuação

Especificações

Interface do Usuário

Visor LCD touch, colorido, 10,1 polegadas com ampla área de visualização. Menu de visualização personalizada.

Capacidade de Armazenamento

Memória interna com gravação das últimas 72 horas de dados de CTG.

Conectividade e Software

Integração via LAN com software Viewer para visualização, gerenciamento e exportação dos exames em formato PDF.

Finalidade de Uso e Funcionalidade Clínica

Monitorização fetal anteparto e intraparto. Monitoração de FCF e TOCO. Modos NST (automático) e Delivery (Parto). Registro de Exames internos.

Características de Portabilidade

Unidade portátil com peso de 2,2 kg. Área útil de visualização 217 × 136 mm. 278 mm (L) × 264 mm (A) × 145 mm (P).

Fonte de Alimentação

Bivolt automático com bateria interna recarregável, 2 horas de operação.


Acessórios Inclusos



Transdutor Doppler/UC em forma de Y (IPX7)



Marcador de Eventos



Cinta Elástica


Acessórios Opcionais



Papel Termossensível



Impressora MP-130



Kit Gemelar



Carrinho

